



COME PREPARARSI ALLE ANALISI DELLE URINE

URINE 24H

Raccogliere tutte le urine della giornata e della notte nel seguente modo:

- 1** Acquistare in farmacia il contenitore per la raccolta delle urine con capienza 2500 ml (2,5 l). Non verranno accettati altri tipi di contenitore.

- 2** Scartare la prima minzione del mattino e raccogliere tutte le urine prodotte nell'arco delle 24 ore fino alla prima minzione del giorno successivo (produrre tutte le urine direttamente all'interno del contenitore, non effettuare travasi).

- 3** Agitare bene il contenitore e prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina (pari a una provetta) delle 24 h con l'indicazione della diuresi totale. In alternativa portare tutto il contenitore.

- 4** Consegnare la provetta in uno dei punti prelievo entro l'orario di consegna campione del punto prelievi.

N.B. Durante la raccolta tenere il contenitore chiuso e in un luogo fresco (non in frigorifero).

URINE 24H ACIDIFICATE

Raccogliere tutte le urine della giornata e della notte nel seguente modo:

- 1** Acquistare in farmacia il contenitore per la raccolta delle urine con capienza 2500 ml (2,5 l). Non verranno accettati altri tipi di contenitore.

- 2** L'acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M (4 cucchiaini di acido muriatico in commercio).

- 3** Scartare la prima minzione del mattino e raccogliere tutte le urine prodotte nell'arco delle 24 ore fino alla prima minzione del giorno successivo (produrre tutte le urine direttamente all'interno del contenitore, non effettuare travasi).

- 4** Agitare bene il contenitore e prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina (pari a una provetta) delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale. In alternativa portare tutto il contenitore.

- 5** Consegnare la provetta in uno dei punti prelievo entro l'orario di consegna campione del punto prelievi.

N.B. Durante la raccolta tenere il contenitore chiuso e in un luogo fresco (non in frigorifero).

www.lammlab.it

Tel +39 0583 581491

seguici su  